

Anti-BEGAIN Polyclonal Antibody

Cat: K110240P

Summary:

【Product name】 : Anti-BEGAIN antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

Predicted:Cow

【Swiss Prot】 : Q9BUH8

【Gene ID】 : 57596

【Calculated】 : MW:65kDa

【Observed】 : MW:70kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : WB

【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.

【WB Positive sample】 : 293T,THP-1,HeLa

【Subcellular location】 : Cytoplasm Cell membrane


【Immunogen】 : A synthetic peptide of human BEGAIN

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

May sustain the structure of the postsynaptic density (PSD).

Verified picture



Western blot analysis with BEGAIN antibody diluted at 1:2000; Lane: 293T, THP-1, HeLa