

## Anti-MAGEB1 Polyclonal Antibody

Cat: K110256P

### Summary:

---

**【Product name】** : Anti-MAGEB1 antibody

**【Source】** : Rabbit

**【Isotype】** : IgG

**【Species reactivity】** : Human

**【Swiss Prot】** : P43366

**【Gene ID】** : 4112

**【Calculated】** : MW:39kDa

**【Observed】** : MW:37kDa

**【Purification】** : Affinity purification

**【Tested applications】** : WB

**【Recommended dilution】** : WB 1:1000-3000.

**【WB Positive sample】** : A375

**【Subcellular location】** : Cytoplasm


**【Immunogen】** : A synthetic peptide of human MAGEB1

**【Storage】** : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

### Background:

---

## Verified picture



Western blot analysis with MAGEB1 antibody diluted  
at 1:2000; Lane: A375