

Anti-MYBL2 Polyclonal Antibody

Cat: K110271P

Summary:

【Product name】 : Anti-MYBL2 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

Predicted: Cow

【Swiss Prot】 : P10244

【Gene ID】 : 4605

【Calculated】 : MW:76/79kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.

【IHC Positive sample】 : Colorectal cancer

【Subcellular location】 : Nucleus or Cytoplasm


【Immunogen】 : A synthetic peptide of human MYBL2

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Transcription factor involved in the regulation of cell survival, proliferation, and differentiation. Transactivates the expression of the CLU gene.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Colorectal cancer using MYBL2 antibody diluted at 1:100