

Anti-IL12A Polyclonal Antibody

Cat: K110295P

Summary:

【Product name】 : Anti-IL12A antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : P29459

【Gene ID】 : 3592

【Calculated】 : MW:25kDa

【Purification】 : Octanoic acid-ammonium sulfate precipitation

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.

【IHC Positive sample】 : Human pancreatic cancer

【Subcellular location】 : Cell membrane Secreted


【Immunogen】 : A synthetic peptide of IL12A

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Cytokine that can act as a growth factor for activated T and NK cells, enhance the lytic activity of NK/lymphokine-activated killer cells, and stimulate the production of IFN-gamma by resting PBMC.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human pancreatic cancer using IL12A
antibody diluted at 1:100