

Anti-ABHD12B Polyclonal Antibody


Cat: K110305P

Summary:


【Product name】 : Anti-ABHD12Bantibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human
【Swiss Prot】 : Q7Z5M8	【Gene ID】 : 145447
【Calculated】 : MW:7/25/32/41kDa	【Observed】 : MW:36kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB IHC	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000. IHC 1:50-200.	
【WB Positive sample】 : SH-SY5Y,HEK293	
【IHC Positive sample】 : Human breast cancer	
【Subcellular location】 : Nucleus Cytoplasm	
【Immunogen】 : A synthetic peptide of ABHD12B	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Verified picture



Western blot analysis with ABHD12B antibody diluted at 1:2000; Lane: SH-SY5Y, HEK293



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Human breast cancer using ABHD12B antibody diluted at 1:100