

Anti-CA9 Polyclonal Antibody

Cat: K110328P


Summary:

【Product name】 : Anti-CA9 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human
【Swiss Prot】 : Q16790	【Gene ID】 : 768
【Calculated】 : MW:49kDa	【Observed】 : MW:50kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.	
【WB Positive sample】 :A431	
【Subcellular location】 : Cell membrane	
【Immunogen】 : A synthetic peptide of CA9	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Reversible hydration of carbon dioxide. Participates in pH regulation. May be involved in the control of cell proliferation and transformation. Appears to be a novel specific biomarker for a cervical neoplasia.

Verified picture



Western blot analysis with CA9 antibody
diluted at 1:2000; Lane: A431