

Anti-HCLS1 Polyclonal Antibody

Cat: K110330P


Summary:

【Product name】 : Anti-HCLS1 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human
【Swiss Prot】 : P14317	【Gene ID】 : 3059
【Calculated】 : MW:24/54kDa	【Observed】 : MW:50kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.	
【WB Positive sample】 :K-562,Jurkat,HMC1,THP-1,U937	
【Subcellular location】 : Cytoplasm	
【Immunogen】 : A synthetic peptide of HCLS1	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Substrate of the antigen receptor-coupled tyrosine kinase. Plays a role in antigen receptor signaling for both clonal expansion and deletion in lymphoid cells. May also be involved in the regulation of gene expression.

Verified picture



Western blot analysis with HCLS1 antibody diluted at 1:2000; Lane: K562, Jurkat, HMC-1, THP-1, U-937