

Anti-STIP1 Polyclonal Antibody

Cat: K110366P


Summary:

【Product name】 : Anti-STIP1 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : P31948	【Gene ID】 : 10963
【Calculated】 : MW:60/63/68kDa	
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : IHC	
【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.	
【IHC Positive sample】 : Human prostate cancer	
【Subcellular location】 : Cytoplasm Nucleus	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human STIP1	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Acts as a co-chaperone for HSP90AA1. Mediates the association of the molecular chaperones HSPA8/HSC70 and HSP90.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human prostate cancer using STIP1 antibody
diluted at 1:100