

Anti-NCALD Polyclonal Antibody

Cat: K110367P


Summary:

【Product name】 : Anti-NCALD antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : P61601	【Gene ID】 : 83988
【Calculated】 : MW:33/64/65kDa	【Observed】 : MW:19kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB IHC	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000. IHC 1:50-200.	
【WB Positive sample】 : Mouse brain,Rat brain	
【IHC Positive sample】 : Human colorectal cancer	
【Subcellular location】 : Cytoplasm	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human NCALD	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	


Background:

May be involved in the calcium-dependent regulation of rhodopsin phosphorylation. Binds three calcium ions.

Verified picture



Western blot analysis with NCALD antibody diluted at 1:2000; Lane: Mouse brain, Rat brain



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Human colorectal cancer using NCALD antibody diluted at 1:100