

Anti-GDI1 Polyclonal Antibody

Cat: K110405P

Summary:

【Product name】 : Anti-GDI1 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : P31150

【Gene ID】 : 2664

【Calculated】 : MW:51kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.

【IHC Positive sample】 : Human colorectal cancer

【Subcellular location】 : Cytoplasm


【Immunogen】 : Recombinant protein of human GDI1

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Regulates the GDP/GTP exchange reaction of most Rab proteins by inhibiting the dissociation of GDP from them, and the subsequent binding of GTP to them. Promotes the dissociation of GDP-bound Rab proteins from the membrane and inhibits their activation. Promotes the dissociation of RAB1A, RAB3A, RAB5A and RAB10 from membranes.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human colorectal cancer using GDI1 antibody
diluted at 1:100