



维生素 K1 溶液使用说明书

货号: V8151

规格: 0.1mg×10 支/盒

保存: 2-8℃ 储存, 有效期 12 个月。

产品说明:

此产品为微生物培养基添加剂, 为无色、澄清透明溶液。

组成成分:

维生素 K1 0.1mg; 蒸馏水 1ml

使用方法:

无菌环境下, 使用砂轮划割安瓿瓶蓝点正下方瓶颈处, 背向蓝点掰开安瓿瓶 (戴手套操作), 待培养基冷至 50-55℃ 时无菌操作, 使用移液器添加适量本品, 轻轻混匀, 备用。

注意事项:

本品为我公司培养基配套添加剂, 请配套使用。

本品仅用于微生物检测。

相关产品:

T8650 胰蛋白胨大豆琼脂 TSA

M8520 MS 培养基

N8300 营养肉汤

N8290 营养琼脂

M8530 马丁氏肉汤

R8200 孟加拉红培养基

L8300 液体沙氏培养基

M8540 MRS 肉汤

P8930 马铃薯葡萄糖琼脂

E8190 伊红美兰琼脂

A8840 乙酰胺琼脂

M8560 麦康凯琼脂

L8310 乳糖胆盐培养基