

双十二烷基二甲基溴化铵(DDAB)

货号: D7370

保存: RT, 避光保存, 有效期 2 年。

产品信息

CAS: 3282-73-3

分子式: $C_{26}H_{56}BrN$

分子量: 462.63

外观(性状): 白色结晶粉末

英文名称: Didodecyldimethylammonium bromide

纯度: $\geq 98\%$

溶解性: 氘代氯仿溶解。

产品简介

相转移催化剂, 并且广泛地用作制药和临床诊断试剂盒的裂解试剂; 也用作乳化剂、杀菌剂、消毒剂和抗静电剂。如生物工程和电子领域。

注意事项

- (1) 取用一定要干燥, 避免频繁的溶解和冻干。
- (2) 本品仅用于科学研究, 不可用于诊断及治疗。