



抗凝绵羊血（无菌）

货号：KN0030

保存：2-8° C

有效期：30 天

产品说明：

1. 本产品需要现采集，无菌抗凝处理。常规抗凝血的抗凝剂为柠檬酸钠，如需不同抗凝剂，请提前咨询。
2. 本产品整体呈现红至暗红色，长时间静置，会有细胞沉降在底部。
3. 收到后请于 4℃ 冰箱放置，勿冻存。请及时使用，建议 2 周内用完。
4. 本产品易产生溶血现象，每天需轻轻将红细胞全部摇起。
5. 收到后产品性质不符，请于收到货三天内联系我司，以致尽早答复。三天后联系，我司将有权判定非产品质量问题。

产品使用（仅供参考）：

本品请摇均匀后直接使用。适用于血平板生产、红细胞提取、细菌培养、生物医学研究基础等。具体使用方法请参考文献。

产品使用过程中，注意防止污染，在室温内放置过久会影响使用效果，使用后请尽快放入 2-8℃ 冰箱保存

注意事项：

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。