

## 山羊血清（无菌过滤）

货号: S9070

保存: -20° C

有效期: 5 年

### 产品说明:

本产品采用山羊血液为原料, 无菌采集、批量混合, 经 0.1 $\mu$ m 微孔滤芯无菌过滤分装而成。未经过灭活。溶液状态下为黄色澄清液体（不同批次间颜色略有深浅变化, 属于正常现象）, 长时间静置会有少量蛋白析出, 使用前请震荡混匀。

无菌检测	37°C 度放置 6 天后, 无混浊或沉淀。
内毒素测定	<50EU/ml
支原体	阴性

### 产品应用（仅供参考）:

本血清促细胞生长繁殖的三大指标超过国家标准。本品适用于普通细胞培养和配制试剂用。

使用时需要注意以下几点

1. 血清一般储存于-20°C, 使用时为避免反复冻融, 建议无菌环境下分装成小包装, 储存于-20°C。
2. 血清融化时最好先置于 2-8°C 冰箱中使之溶解, 然后在室温下使之全溶, 溶解过程中必须规则地摇晃均匀。
3. 融化后的血清在 4°C 不宜长时间存放, 应尽快使用

### 注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。