

驴血清（无菌过滤）

货号: S9100

保存: -20° C

有效期: 5 年

产品说明:

本产品采用驴血液为原料，无菌采集、批量混合，经 0.1 μ m 微孔滤芯无菌过滤分装而成。未经过灭活。溶液状态下为黄色澄清液体（不同批次间颜色略有深浅变化，属于正常现象），长时间静置会有少量蛋白析出，使用前请震荡混匀。

无菌检测	37°C 度放置 6 天后，无混浊或沉淀。
内毒素测定	<50EU/ml
支原体	阴性

产品应用（仅供参考）:

本品适用于普通细胞培养和配制试剂用。

使用时需要注意以下几点

1. 血清一般储存于-20°C，使用时为避免反复冻融，建议无菌环境下分装成小包装，储存于-20°C。
2. 血清融化时最好先置于 2-8°C 冰箱中使之溶解，然后在室温下使之全溶，溶解过程中必须规则地摇晃均匀。
3. 融化后的血清在 4°C 不宜长时间存放，应尽快使用

注意事项:

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。