



## 兔红细胞 6%（无菌）

货号: S9453

保存: 2-8° C

有效期: 30 天

### 产品说明:

1. 本产品需要现采集，无菌处理，保存液为阿氏液。整体呈现鲜红至暗红色液体，长时间静置，会有细胞沉降在底部。
2. 收到后请于 4℃ 冰箱放置，勿冻存。请及时使用，建议 2 周内用完。
3. 本产品易产生溶血现象，每天需轻轻将红细胞全部摇起。
4. 1%= $10^8$ 。6%的细胞量约为  $6 \times 10^8$  个。
5. 收到后产品性质不符，请于收到货三天内联系我司，以致尽早答复。三天后联系，我司将有权判定非产品质量问题。

### 注意事项:

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。