

标准胎牛血清

货号: S9030

保存: -20° C

有效期: 5 年

产品说明:

本产品采集产前胎牛, 3 次 0.1 μ m 过滤, 未经过灭活, 溶液状态下为黄色澄清液体, 长时间静置会有少量蛋白析出。

pH(25°C)	7.3-8.0
无菌检测	37°C度放置 6 天后, 无混浊或沉淀。
内毒素测定	<5EU/ml
血红蛋白水平	\leq 15mg/100ml
支原体	阴性
病毒检测	阴性
细胞克隆率	\geq 80%

产品应用 (仅供参考):

适合于细胞株的保藏及组织器官培养

使用时需要注意以下几点:

1. 血清一般储存于-20°C, 使用时为避免反复冻融, 建议无菌环境下分装成小包装, 储存于-20°C。
2. 血清融化时最好先置于 2-8°C冰箱中使之溶解, 然后在室温下使之全溶, 溶解过程中必须规则地摇晃均匀。
3. 融化后的血清在 4°C不宜长时间存放, 应尽快使用

注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。