

Product Specification

产品类型 / **Product Type:** 分析对照品 / Reference Standards

产品编号 / **Cat Number:** SD8900

产品名称 / **Product Name:** 3,5-二-O-咖啡酰奎宁酸

英文名称 / **English Name:** 3,5-Dicaffeoyl quinic acid


别名 / **Also Known As:** 3,5-DCQA

CAS Number: 89919-62-0

分子式 / **Molecular Formula:** C₂₅H₂₄O₁₂

分子量 / **Molecular Wt.:** 516.45

保存 / **Storage:** 2-8℃, 密封, 避光



项目 / Test:	检测指标 / Specification
外观 / Appearance:	粉末 / Powder
纯度 / Purity:	HPLC≥98%
溶解性 / Solubility:	≥10mg/mL in DMSO
干燥失重 / Loss on drying:	≤2.0%
复检期 / Recommended Retest Period:	Powder : 1 Years / In solvent : 1 Month

相关文献 / **References:** (若有投稿意向, 欢迎关注我公司奖学金计划 <http://www.solarbio.com/lw.php>)