

# 17种氨基酸混合标液说明书

货号：BYA1031

储存条件：4℃，避光

应用：可用于食品、饲料、医学检测等领域氨基酸分析方法的评价、仪器校准和质量控制等。

产品组成：每种氨基酸浓度约为  $1\pm 0.02$  mmol/L，溶于 0.1 mol/L 盐酸溶液

Aspartic Acid; 天冬氨酸

Threonine; 苏氨酸

Serine; 丝氨酸

Glutamic Acid; 谷氨酸

Proline; 脯氨酸

Glycine; 甘氨酸

Alanine; 丙氨酸

Cystine; 胱氨酸

Valine; 缬氨酸

Methionine; 蛋氨酸

Isoleucine; 异亮氨酸

Leucin; L - 亮氨酸

Tyrosine; L - 酪氨酸

Phenylalanine; 苯丙氨酸

Lysine; 赖氨酸

Histidine; 组氨酸

Arginine; L - 精氨酸