

Product Specification

产品编号 / Cat Number : BYA9010

产品名称 / Product Name 20种天然氨基酸套装

英文名称 / English Name : Amino acid(20AA)

规格 / Size : 20*200mg

纯度 / Purity : HPLC \geq 98%

保存 / Storage : RT, 密封, 避光

相关文献 / Rreferences: (若有投稿意向, 欢迎关注我公司奖学金计划 <http://www.solarbio.com/lw.php>)

20种氨基酸, 及其溶解性分别为:

SG8560	L-甘氨酸	\geq 10mg/mL in Water	ST8320	L-色氨酸	\geq 10mg/mL in 0.5M HCl
SV8010	L-缬氨酸	\geq 10mg/mL in Water	SA8550	L-天冬酰胺	\geq 10mg/mL in Water
SL8030	L-亮氨酸	\geq 10mg/mL in 1M HCl	SG8550	L-谷氨酰胺	\geq 10mg/mL in Water
SI8190	L-异亮氨酸	\geq 10mg/mL in Water	SC8810	L-胱氨酸	\geq 10mg/mL in 1M NaOH
SM8190	L-蛋氨酸	\geq 10mg/mL in 1M NaOH	SC9730	L-半胱氨酸	\geq 10mg/mL in Water
SP8540	L-脯氨酸	\geq 10mg/mL in Water	SA8460	L-精氨酸	\geq 10mg/mL in Water
SP8210	L-苯丙氨酸	\geq 10mg/mL in 1M NaOH	SA8560	L-天冬氨酸	\geq 10mg/mL in 1M NaOH
ST8360	L-酪氨酸	\geq 10mg/mL in 1M HCl	SH8100	L-组氨酸	\geq 10mg/mL in 0.5M HCl
SS8430	L-丝氨酸	\geq 10mg/mL in Water	SG8540	L-谷氨酸	\geq 10mg/mL in 1M HCl
ST8200	L-苏氨酸	\geq 10mg/mL in Water	SA8080	L-丙氨酸	\geq 10mg/mL in Water