



Middlebrook ADC 增菌液使用说明书

货号: LA0270

规格: 20ml×20 支/箱

保存: 有效期 180 天, A 组分于 2-8℃保存, B 组分于-20℃保存。

产品用途:

(Middlebrook 7H9 肉汤基础)添加剂。A 组分 1 支及 B 组分 2 支同时用于 180ml 上述培养基基础中。

产品组份: (g/L)

A 组分: 氯化钠 8.5g; 葡萄糖 20g; 牛血清白蛋白 V 50g。

B 组分: 过氧化氢酶 0.03g。

使用方法:

从冷冻环境取出后, 于 35℃水浴约 10 分钟使融化; 培养基灭菌后, 冷却至 50-55℃, 无菌环境下, 无菌操作加入培养基中, 轻轻摇匀。

产品性能指标:

- 1、理化: 无色、澄清、透明、无杂质
- 2、无菌性检测: 无菌操作, 加入双倍无菌液体硫乙醇酸盐培养基中, 培养, 无菌生长。

注意事项:

- 1、开封后未使用完请及时密封并至于冷藏柜中保存, 并避免染菌。
- 2、用于实验室微生物检测。