



1M Tris-HCl(PH=7.5)

货号: T1140

规格: 100ml/500ml

保存: 室温保存, 有效期 2 年。

产品简介:

Solarbio 生产的 Tris-HCl 缓冲液是分子生物学、细胞生物学等各种生化试验中常用的缓冲试剂。本产品采用 sigma 进口原料配制而成, Tris (sigma T1503) 浓度为 1mol/L, HCl 调节 PH 至 7.5 (25°C), 经过高压灭菌, 便于储存、操作简便。

使用说明:

本产品为 1mol/L 储存液, 客户可按照实验要求用蒸馏水等对其做相应浓度稀释。

注意事项:

1. 高浓度储存液低温保存可能会有结晶析出, 可加热助溶, 待溶解完全后再行稀释使用; 密封保存, 防止污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

相关产品:

T1090 1M Tris-HCl(PH=7.4)

T1120 TE 缓冲液, PH=8.0

T1130 1M Tris-HCl(PH=7.0)

T1140 1M Tris-HCl(PH=7.5)

T1150 1M Tris-HCl(PH=8.0)

T1160 1M Tris-HCl(PH=9.0)