

聚乙烯吡咯烷酮 PVP 40000

货号: P8290

规格: 100 g/500 g

保存: RT

有效期: 2 年

产品说明:

聚乙烯吡咯烷酮 40000 能与酚类和生物碱结合形成复合体从而去除植物样品中的酚类和生物碱, 这样可以防止这些物质对蛋白质的修饰以及干扰分光光度法测蛋白质含量; 增加酶的稳定性。

产品参数:

CAS : 9003-39-8

英文名称: PVP40000(Polyvinylpyrrolidone)

别名: Polyvidone; Povidone; PVP

分子式: $(C_6H_9NO)_n$

分子量: 40000

外观(性状): 白色至类白色粉末

纯度: $\geq 99.0\%$

溶解性: 50 mg/ml Water

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

P8060 聚乙烯吡咯烷酮PVP K-30

P8070 聚乙烯聚吡咯烷酮PVPP