

## 聚乙烯吡咯烷酮 PVP K-30

货号: P8060

规格: 100g

保存: RT

有效期: 2 年

### 产品参数:

CAS : 9003-39-8

英文名称: PVP K-30(Polyvinylpyrrolidone)

别名: Polyvidone;PVP

级别: 医药级

分子式:  $(C_6H_9NO)_n$

分子量: 40,000

外观(性状): 白色至类白色粉末

纯度:  $\geq 95\%$

溶解性: 50 mg/ml in Water

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。