



显影液

货号: YA0372

规格: 2×5L/箱

保存: 室温保存, 避光、密闭、防潮

产品简介:

产品	大小	稀释比例(显影液:水)	可配比工作液(升)
显影液	5L 浓缩液	1:3	20L

步骤	冲洗条件	时间
显影	20-35℃	120s-300s

注: 以上数据因季节与冲洗环境不同, 冲洗条件根据实际情况可以适当调整

注意事项:

- 1、配液槽应清洁, 专用, 无污染。
- 2、严谨定影液混入显影液中。
- 3、显影液的储存要在干冷通风的条件下储存, 避免阳光直射。