

## 3M 乙酸钾溶液 (pH 5.5, 无菌)

货号: **K8152**

规格: **500mL**

保存: RT

有效期: 1 年

### 产品说明

乙酸钾溶液 (Potassium acetate solution) 亦称醋酸钾溶液, 是常规分子生物学试剂。本产品主要由冰乙酸、KOH 组成, 乙酸根为 3M, 调 pH=5.5。常用于碱裂解法少量制备质粒 DNA 等。

### 产品参数

英文名称: Potassium acetate solution (乙酸钾溶液)

浓度: 3M

CAS: 127-08-2

分子式:  $C_2H_3KO_2$

分子量: 98.14

外观 (性状): 无色液体

### 注意事项

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

### 相关产品

K8150 乙酸钾