

## 5M 氯化钠溶液（高压灭菌）

货号：S8214

规格：500mL/500mL×10

保存：RT

有效期：1年

### 产品说明

- 氯化钠对于地球上的生命非常重要。大部分生物组织中含有多种盐类。血液中的钠离子浓度直接关系到体液安全水平的调节。由信号转换导致的神经冲动的传导也是由钠离子调节的。
- 本产品为经过高温高压灭菌处理的 5M 氯化钠溶液，可直接用于实验。

### 产品参数

英文名称：Sodium chloride solution（氯化钠溶液）

浓度：5M

CAS：7647-14-5

分子式：NaCl

分子量：58.44

外观（性状）：无色透明液体

### 注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

### 相关产品

SS5090 氯化钠 标准品

S8210 氯化钠