

## YPD 液体培养基（即用型）

货号：LA0223

规格：500mL

保存：室温保存，有效期至少 1 年。

**英文名：Yeast Extract Peptone Dextrose Medium**

**产品简介：**酵母常规生长的复合培养基无菌溶液。主要由酵母提取物、蛋白胨、葡萄糖等组成，不含琼脂。经过滤除菌处理。YPD 培养基又称 YEPD 培养基，可用于多种细菌培养，主要用于酵母常规生长的复合培养基。YPD 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，不含琼脂。

**产品配方：**

	浓度
Yeast Extract Powder (酵母浸粉)	1%
Peptone (蛋白胨)	2%
Dextrose (glucose) (葡萄糖)	2%

**使用方法：**用 75%酒精对瓶盖消毒，无菌条件下掰开塑料盖后直接使用

该试剂仅用于科研领域。

### 相关产品：

LA0223 YPD 液体培养基（即用型）

Y8063 YPDA 液体培养基（即用型）

LA0661 MD 液体培养基 Minimal Dextrose Medium（即用型）

LA5252 BMGY/BMMY 培养基（即用型）