

Y8063 YPDA 培养基（即用型）

货号：Y8063

规格：500mL

保存：2-8℃。有效期至少 1 年

英文名：Yeast Extract Peptone Dextrose Adenine Medium

产品简介：酵母常规生长的复合培养基无菌溶液。主要由酵母提取物、蛋白胨、葡萄糖等组成,不含琼脂。经过滤除菌处理。可用于多种细菌培养,主要用于酵母菌增菌培养。YPDA 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖、腺嘌呤硫酸盐等组成。

产品配方和使用方法：

	浓度
Yeast Extract Powder(酵母浸粉)	1%
Peptone(蛋白胨)	2%
Dextrose (glucose)(葡萄糖)	2%
腺嘌呤硫酸盐	0.003%

使用方法：用 75%酒精对瓶盖消毒,无菌条件下掰开塑料盖后直接使用

该试剂仅用于科研领域。

相关产品：

LA0223 YPD 液体培养基（即用型）

Y8063 YPDA 液体培养基（即用型）

LA0661 MD 液体培养基 Minimal Dextrose Medium（即用型）

LA5252 BMGY/BMMY 培养基（即用型）