

LA0661 MD 液体培养基 Minimal Dextrose Medium (即用型)

货号: LA0661

规格: 500mL

保存: 4-8℃保存, 有效期1年。

英文名: Minimal Dextrose Medium

产品简介: MD 培养基(Minimal Dextrose)是基础葡萄糖培养基, 用于 EBY100 菌株的培养和感受态细胞的制备, 不加色氨酸时用于筛选和选择性培养 pYD1 载体转化子。MD 培养基适用于 EBY100 酵母菌株和 pYD1 载体。本产品中不含色氨酸。

产品配方和使用方法:

	浓度
YNB	1.34%
Biotin	0.4mg/L;
Dextrose	2%

使用方法: 用 75%酒精对瓶盖消毒, 无菌条件下掰开塑料盖后直接使用

该试剂仅用于科研领域。

相关产品:

LA0223 YPD 液体培养基 (即用型)

Y8063 YPDA 液体培养基 (即用型)

LA0661 MD 液体培养基 Minimal Dextrose Medium (即用型)

LA5252 BMGY/BMMY 培养基 (即用型)