

**LA5252 BMGY/BMG M 培养基（即用型）**

货号：LA5252

规格：500mL

保存：4-8℃保存，有效期1年。

英文名：BMGY/BMMY Medium

产品简介：用于毕氏酵母的诱导表达，含生物素 Biotin 和无氨基酵母氮源(YNB)。

产品配方和使用方法：

	浓度
Yeast Extract Powder (酵母浸粉)	1%
Peptone (蛋白胨)	2%
无氨基酵母氮源(YNB)	1.34%
Biotin (D-生物素)	0.4mg/L
磷酸盐缓冲体系	100mM

用于毕氏酵母的诱导表达，诱导时添加 1%甘油或 0.5%甲醇即可。

**使用方法：**

用 75%酒精对瓶盖消毒，无菌条件下掰开塑料盖后直接使用

该试剂仅用于科研领域。

**相关产品：**

LA0223 YPD 液体培养基（即用型）

Y8063 YPDA 液体培养基（即用型）

LA0661 MD 液体培养基 Minimal Dextrose Medium（即用型）

LA5252 BMGY/BMMY 培养基（即用型）