



Skim Milk 脱脂奶粉

货号: D8340

规格: 2-25°C

保存: 10g/100g/500g

有效期: 3 年

产品说明:

脱脂奶粉是将鲜牛奶脱去脂肪再干燥而成, 除脂肪可降低至 1%左右外, 其他变化不大。本产品可用于制备微生物培养基; 配制 ELISA、western blot 等实验的封闭液。本产品建议现配现用。

产品参数:

外观 (性状): 类白色或黄色

纯度: Purity \geq 99.0%

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

A8010 牛血清白蛋白 BSA(全组分)

A8020 牛血清白蛋白 BSA-V

A7940 牛血清白蛋白 V (Elisa 专用)

SW3015 5%BSA 封闭液

SW3010 膜封闭液