

人工尿液 SHU (无菌)

货号: A6662

规格: 500ml

保存: 4℃保存, 有效期 6 个月。

产品组成	规格
人工尿液 SHU (无菌)	500ml
说明书	1 份

产品简介:

人工尿液(无菌), 其英文表述为 **Simulated Human Urine**, 是模拟尿液的组分和 pH 值的一种溶液, 又称人工合成尿液、模拟尿液、人工尿液试剂、人造尿水、人工尿、人造尿。人工尿液主要由氯化钙、硫酸镁、氯化钠、硫酸钠、氯化钾、磷酸盐、氯化铵等系列物质组成, pH 值为 5.4, 亦可根据客户需求定制不同的 pH 值的产品。人工尿液适用于尿不湿、纸尿裤等的模拟实验, 用于检测人体接触物的使用寿命。该试剂仅用于科研领域, 不用于临床诊断或治疗。

操作步骤:

1、应根据具体实验要求操作。。

注意事项:

- 1.人工尿液应密闭保存, 一旦开封, 效率下降。
- 2.为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。