



Quick 一抗/二抗稀释液（通用型）

货号：A1801

规格：10ml/50ml/100ml

保存：4°C保存，有效期6个月。

产品简介：

本产品 Quick 一抗二抗稀释液（通用型），可以用于 Western 时一抗/二抗的稀释。使用其配制的抗体可以在 4°C保存 1 个月，并且可以反复多次用于 Western blot 实验，节约时间，并降低抗体的成本。

本产品可以与无蛋白封闭液（SW3012）配套使用，有效成分不含动物源成分、不含磷酸盐成分、无防腐剂添加，并添加了抗体保护剂、稳定剂等成分，有效增加了稀释后抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的抗体可在 4°C环境下稳定保存。一方面能有效减少抗体的非特异性结合，另一方面能有效提升稀释后抗体的稳定保存时间。

使用方法：

按照抗体推荐效价（或个人优化条件），将适量抗体加入抗体稀释液中即可。

例如，效价为 1: 1000 时，可将 1ul 抗体加入到 1ml 抗体稀释液中，充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释，稀释后的抗体可 2-8°C保存。

产品特点：

- （1）无动物源成分，适用于无动物源交叉反应的特殊实验需求；
- （2）无磷酸盐成分，适用于磷酸化抗体检测；
- （3）无防腐剂添加，适用于 HRP-标记的抗体检测；
- （4）本稀释液为改良的通用型，稳定性好，稀释后抗体可以回收重复利用。回收再利用时，建议在 2-8°C进行抗体的结合反应，以减缓抗体效价的衰减速度；

相关产品：

SW3012 无蛋白快速封闭液