

Anti-PIGH Polyclonal Antibody

Cat: K107687P

Summary:

【Product name】 : Anti-PIGH antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Cow

【Swiss Prot】 : Q14442

【Gene ID】 : 5283

【Calculated】 : MW:21kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.

【IHC Positive sample】 : Human colorectal cancer

【Subcellular location】 : Cytoplasm


【Immunogen】 : A synthetic peptide of human PIGH

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Part of the complex catalyzing the transfer of N-acetylglucosamine from UDP-N-acetylglucosamine to phosphatidylinositol, the first step of GPI biosynthesis.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human colorectal cancer with PIGH antibody
diluted at 1:100