

Anti-OR13F1 Polyclonal Antibody

Cat: K107960P

Summary:

【Product name】 : Anti-OR13F1 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse

【Swiss Prot】 : Q8NGS4

【Gene ID】 : 138805

【Calculated】 : MW:35kDa

【Observed】 : MW:33kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : WB

【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.

【WB Positive sample】 : Raw264.7


【Subcellular location】 : Cell membrane

【Immunogen】 : A synthetic peptide of human OR13F1

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture



Western blot analysis with MT-ND1 antibody
diluted at 1:2000; Lane: Raw264.7