

Anti-OR4D1 Polyclonal Antibody

Cat: K107961P

Summary:

【Product name】 : Anti-OR4D1 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human

【Swiss Prot】 : Q15615

【Gene ID】 : 26689

【Calculated】 : MW:35kDa

【Observed】 : MW:25kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : WB

【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.

【WB Positive sample】 : Jurkat,HL-60


【Subcellular location】 : Cell membrane

【Immunogen】 : A synthetic peptide of human OR4D1

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture



Western blot analysis with OR4D1 antibody
diluted at 1:2000; Lane: Jurkat, HL-60