

## Anti-AP5B1 Polyclonal Antibody

Cat: K108129P

### Summary:

---

**【Product name】** : Anti-AP5B1 antibody

**【Source】** : Rabbit

**【Isotype】** : IgG

**【Species reactivity】** : Human Mouse Rat

**【Swiss Prot】** : Q2VPB7

**【Gene ID】** : 91056

**【Calculated】** : MW:16/18kDa

**【Purification】** : Affinity purification

**【Tested applications】** : IHC

**【Recommended dilution】** : IHC 1:100-300.

**【IHC Positive sample】** : Human colorectal cancer

**【Subcellular location】** : Cytoplasm

**【Immunogen】** : Recombinant protein of human AP5B1


**【Storage】** : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

### Background:

---

As part of AP-5, a probable fifth adaptor protein complex it may be involved in endosomal transport.

## Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded  
Human colorectal cancer with AP5B1 antibody  
diluted at 1:200