

Anti-GOLGA7 Polyclonal Antibody

Cat: K108134P


Summary:

【Product name】 : Anti-GOLGA7 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : Q7Z5G4	【Gene ID】 : 51125
【Calculated】 : MW:16kDa	
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : IHC	
【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.	
【IHC Positive sample】 : Human breast cancer	
【Subcellular location】 : Cytoplasm	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human GOLGA7	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

May be involved in protein transport from Golgi to cell surface. The ZDHHC9-GOLGA7 complex is a palmitoyltransferase specific for HRAS and NRAS.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human breast cancer with GOLGA7 antibody
diluted at 1:100