

## Anti-TPPP3 Polyclonal Antibody

Cat: K108138P

### Summary:

---

**【Product name】** : Anti-TPPP3 antibody

**【Source】** : Rabbit

**【Isotype】** : IgG

**【Species reactivity】** : Human Mouse Rat

**【Swiss Prot】** : Q9BW30

**【Gene ID】** : 51673

**【Calculated】** : MW:19kDa

**【Observed】** : MW:25kDa

**【Purification】** : Affinity purification

**【Tested applications】** : WB

**【Recommended dilution】** : WB 1:1000-3000.

**【WB Positive sample】** : Mouse eye

**【Subcellular location】** : Cytoplasm

**【Immunogen】** : Recombinant protein of human TPPP3


**【Storage】** : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

### Background:

---

Binds tubulin and has microtubule bundling activity. May play a role in cell proliferation and mitosis.

## Verified picture



Western blot analysis with TPPP3 antibody  
diluted at 1:2000; Lane: Mouse eye