

## Anti-PDAP1 Polyclonal Antibody

Cat: K108139P

### Summary:

---


- 【Product name】** : Anti-PDAP1 antibody                      **【Source】** : Rabbit
- 【Isotype】** : IgG    **【Species reactivity】** : Human Mouse Rat
- 【Swiss Prot】** : Q13442    **【Gene ID】** : 11333
- 【Calculated】** : MW:21kDa
- 【Purification】** : Octanoic acid-ammonium sulfate precipitation
- 【Tested applications】** : IHC
- 【Recommended dilution】** : IHC 1:50-200.
- 【IHC Positive sample】** : Human breast cancer
- 【Subcellular location】** : Cytoplasm
- 【Immunogen】** : Recombinant protein of human PDAP1
- 【Storage】** : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

### Background:

---

The protein encoded by this gene is a phosphoprotein that may upregulate the PDGFA-stimulated growth of fibroblasts and also downregulate the mitogenicity of PDGFB. The encoded protein in rodents has been shown to bind PDGFA with a low affinity.

## Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded  
Human breast cancer with PDAP1 antibody  
diluted at 1:100