

Anti-DBNDD2 Polyclonal Antibody

Cat: K108145P



Summary:

【Product name】 : Anti-DBNDD2 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : Q9BQY9	【Gene ID】 : 55861
【Calculated】 : MW:13/18/28kDa	【Observed】 : MW:32kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB IHC	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000. IHC1:50-200.	
【WB Positive sample】 : SH-SY5Y, Mouse brain	
【IHC Positive sample】 : Human breast cancer	
【Subcellular location】 : Nucleus Cell membrane	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human DBNDD2	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

May modulate the activity of casein kinase-1. Inhibits CSNK1D autophosphorylation (in vitro).

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Human breast cancer with DBNDD2 antibody diluted at 1:100