

Anti-MAMDC2 Polyclonal Antibody

Cat: K108147P

Summary:

【Product name】 : Anti-MAMDC2 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : Q7Z304

【Gene ID】 : 256691

【Calculated】 : MW:15/78kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.

【IHC Positive sample】 : Human colorectal cancer


【Subcellular location】 : Cytoplasm

【Immunogen】 : Recombinant protein of human MAMDC2

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human colorectal cancer with MAMDC2
antibody diluted at 1:100