

Anti-MACROD1 Polyclonal Antibody

Cat: K108150P

Summary:

【Product name】 : Anti-MACROD1 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : Q9BQ69

【Gene ID】 : 28992

【Calculated】 : MW:36kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:25-100.

【IHC Positive sample】 : Human colorectal cancer

【Subcellular location】 : Nucleus Cytoplasm


【Immunogen】 : Recombinant protein of human MACROD1

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture

Colorectal cancer (hu)



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human colorectal cancer with MACROD1
antibody diluted at 1:40