

Anti-NFIB Polyclonal Antibody

Cat: K108826P

Summary:

【Product name】 : Anti-NFIB antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : O00712

【Gene ID】 : 4781

【Calculated】 : MW:22/36/47/53/55kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:100-300.

【IHC Positive sample】 : Human skin cancer


【Subcellular location】 : Nucleus

【Immunogen】 : Recombinant protein of human NFIB

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human skin cancer with NFIB antibody diluted
at 1:200