

Anti-AGBL2 Polyclonal Antibody

Cat: K108828P

Summary:

【Product name】 : Anti-AGBL2 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : Q5U5Z8

【Gene ID】 : 79841

【Calculated】 : MW:32/50/104kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.

【IHC Positive sample】 : Human pancreatic cancer


【Subcellular location】 : Cytoplasm

【Immunogen】 : Recombinant protein of human AGBL2

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human pancreatic cancer with AGLB2
antibody diluted at 1:100