

Anti-ANXA1 Polyclonal Antibody

Cat: K109463P


Summary:

【Product name】 : Anti-ANXA1 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : P04083	【Gene ID】 : 301
【Calculated】 : MW:39kDa	【Observed】 : MW:39kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB	
【Recommended dilution】 : WB 1:8000-12000.	
【WB Positive sample】 : K-562,PC-3M-IE8,Hela,MCF7,U937,NIH3T3,C2C12	
【Subcellular location】 : Cytoplasm Nucleus Cell membrane	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human ANXA1	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

This gene encodes a membrane-localized protein that binds phospholipids. This protein inhibits phospholipase A2 and has anti-inflammatory activity. Loss of function or expression of this gene has been detected in multiple tumors.

Verified picture



Western blot analysis with ANXA1 antibody diluted at 1:10000;
Lane:K-562,PC-3M-IE8,HeLa,MCF7,U937,NIH3T3,C2C12