

亮绿染色液(SF,1%)

货号: G1270

规格: 100mL/500mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期为 1 年。

产品介绍:

亮绿 SF(Light green SF yellowish)又称亮绿 SF(淡黄)、亮绿 2G、亮绿 S、酸性绿等, 分子量为 792.84, 易溶于水呈绿色溶液。

亮绿染色液(SF, 1%)在不同组织的染色结果有一定差异。

操作步骤: (仅供参考)

按实验具体要求操作, 一般染色 1-3min, 根据不同组织染色而异。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。





Light Green SF Yellowish Solution, 1%

Cat: G1270

Size: 100mL/500mL

Storage: RT, avoid light, valid for 1 year.

Introduction

The molecular weight of Light green SF yellowish is 792.84, which is easily soluble in water and green solution.

The staining results of Light Green SF Yellowish Solution, 1% are different in different tissues.

Protocol(*for reference only*)

According to the specific requirements of the experiment, general staining for 1-3 min, usually different in different tissue staining.

Note

For your safety and health, please wear experimental clothes and disposable gloves.

