

亮绿染色液(BG, 2%)

货号: G1971

规格: 100mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期 1 年。

产品介绍:

亮绿(Brilliant Green)又称灿烂绿、碱性亮绿等,属于一种碱性染料,CAS号: 633-03-4,分子量为482.63。
亮绿染色液(BG,2%)染色结果和染色时间根据不同组织染色而异,通常用于菌染色。

操作步骤: (仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般染色 1-3min, 根据不同组织染色而异。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。





Brilliant Green Stain Solution, 2%

Cat: G1971

Size: 100mL

Storage: RT, avoid light, valid for 1 year.

Introduction

Brilliant Green is an alkaline dye, CAS: 633-03-4, molecular weight 482.63. The dyeing results and dyeing time of Brilliant Green Stain Solution, 2% are different according to different tissues, and are usually used for bacterial staining.

Protocol (for reference only)

1. Operate according to the specific requirements of the experiment.
2. Generally, the staining time is 1-3min, which varies according to different tissues.

Note

1. For your safety and health, please wear experimental clothes and disposable gloves.

